



[Kunnskapsbase](#) > [Oppsett og tilpasning](#) > [Hvordan endrer jeg varslingsinnstillinger for en klokke?](#)

Hvordan endrer jeg varslingsinnstillinger for en klokke?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Oppsett og tilpasning](#)

Hvordan endrer jeg varslingsinnstillinger for en klokke?

Du kan tilpasse hvordan Care Tracker-appen sender varsler for hver klokke. Det betyr at du selv bestemmer hvordan du blir varslet når noe viktig skjer – for eksempel hvis klokken forlater et område eller batteriet er lavt.

Slik gjør du:

1. Åpne Care Tracker-appen.
2. Velg klokken du vil endre innstillinger for, og trykk på Innstillinger.
3. Velg Varslingsinnstillinger.
4. Her kan du justere følgende:
 1. Aktiver eller deaktiver vibrasjon. Velg om telefonen skal vibrere når et varsel kommer.
 2. Aktiver eller deaktiver lyd. Velg om varsler skal ha lyd.
 3. Alarmlyd. Velg hvilken lyd som skal spilles av ved alarmer, f.eks. når klokken beveger seg utenfor et geofence.
 4. Advarselslyd. Velg en lyd for advarsler, f.eks. når klokken har lavt batterinivå.

Tips:

- Endringene lagres automatisk når du justerer innstillingene.
- Du kan tilpasse varsler individuelt for hver klokke dersom du har flere Care Trackers.
- Velg tydelige lyder slik at du enkelt kan skille mellom alarmer og advarsler.

Merk:

Hvis du ikke mottar varsler, sjekk at Care Tracker-appen har tillatelse til å sende varsler i telefonens innstillinger.