



[Kunskapsbas](#) > [Inställning och anpassning](#) > [Hur ändrar jag notisinställningar för en klocka?](#)

Hur ändrar jag notisinställningar för en klocka?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Inställning och anpassning](#)

Hur ändrar jag notisinställningar för en klocka?

Du kan anpassa hur Care Tracker-appen skickar aviseringar för varje klocka. Det innebär att du själv bestämmer hur du blir uppmärksammas när något viktigt händer – till exempel om klockan lämnar ett område eller om batteriet är lågt.

Så här gör du:

1. Öppna Care Tracker-appen.
2. Välj den klocka du vill ändra inställningar för och tryck på Inställningar.
3. Välj Notisinställningar.
4. Här kan du justera följande:
 1. Aktivera eller inaktivera vibration. Välj om telefonen ska vibrera när en avisering kommer.
 2. Aktivera eller inaktivera ljud. Välj om aviseringar ska ha ljud.
 3. Larmljud. Välj vilket ljud som ska spelas upp vid larm, t.ex. när klockan rör sig utanför ett geofence.
 4. Varningsljud. Välj ett ljud för varningar, t.ex. när klockan har låg batterinivå.

Tips:

- Ändringarna sparas automatiskt när du justerar inställningarna.
- Du kan anpassa aviseringar individuellt för varje klocka om du har flera Care Trackers.
- Välj tydliga ljud så att du enkelt kan skilja mellan larm och varningar.

Obs:

Om du inte får aviseringar, kontrollera att Care Tracker-appen har tillåtelse att skicka notiser i telefonens inställningar.