



[Kunskapsbas](#) > [Inställning och anpassning](#) > [Hur slår jag på eller av stegräknaren?](#)

Hur slår jag på eller av stegräknaren?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Inställning och anpassning](#)

Hur slår jag på eller av stegräknaren?

Klockan har en inbyggd stegräknare som registrerar hur många steg användaren tar under dagen.

Så fungerar det:

Om funktionen är aktiverad i Care Tracker-appen visas antalet steg på urtavlan. Stegräknaren fungerar automatiskt så länge klockan bärs. Om du stänger av funktionen visas inte längre antalet steg på urtavlan.

Så slår du på eller av stegräknaren:

1. Öppna Care Tracker-appen.
2. Välj den klocka du vill ändra.
3. Gå till Inställningar.
4. Välj Stegräknare.
5. Slå på eller av funktionen.

Tips:

Om stegräknaren inte visar några steg på urtavlan, kontrollera att den är aktiverad i appen. Klockan måste bäras på handleden för att registrera steg korrekt.