



[Vidensbase](#) > [Opsætning og tilpasning](#) > [Hvordan sætter jeg nødopkald op?](#)

Hvordan sætter jeg nødopkald op?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Opsætning og tilpasning](#)

Hvordan sætter jeg nødopkald op?

Kort fortalt:

Du kan nemt aktivere **nødopkaldsfunktionen** i Care Tracker appen. Når den er slået til, kan brugeren holde knappen på uret inde i **3 sekunder** for at ringe til et **forudvalgt telefonnummer**.

Sådan gør du trin for trin:

1. Åbn **Care Tracker appen**.
2. Vælg det ur, du vil ændre.
3. Gå til **Indstillinger** > **Nødopkald**.
4. Slå Nødopkald til.
5. Indtast det **forudvalgte telefonnummer**, uret skal ringe til ved nødopkald.
6. Tryk **Gem** for at aktivere funktionen.

Tip:

Vælg et nummer, som næsten altid er tilgængeligt – fx et nært familiemedlem. Du kan ændre nummeret senere samme sted.

Relateret indhold

- [Hvad er nødopkald?](#)