



[Kunnskapsbase](#) > [Kom godt i gang](#) > [Hvordan aktiverer jeg Care Tracker for første gang?](#)

Hvordan aktiverer jeg Care Tracker for første gang?

Mari Opstad - 2026-02-09 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Kom godt i gang](#)

Hvordan aktiverer jeg Care Tracker for første gang?

Care Tracker er nesten klar til bruk når du mottar den. Du trenger bare å lade den kort og koble den til appen for første gang.

Slik gjør du det:

1. **Lad Care Tracker.** Bruk den medfølgende laderen. Klokken slår seg på automatisk og er klar for oppsett med én gang.
2. **Last ned Stella Care-appen** fra App Store eller Google Play.
3. **Opprett brukerkontoen din.** Bruk samme e-postadresse som du brukte da du la inn bestillingen - dette sikrer at appen automatisk gjenkjenner enheten din.
4. **Skann QR-koden på klokken.**
 1. Sveip **to ganger fra høyre mot venstre** på urskiven for å vise QR-koden.
 2. Åpne appen, velg Legg til enhet, og skann QR-koden med mobilkameraet.
5. Gi klokken et navn og trykk **Lagre**.

Når dette er gjort, vil du se klokkes status som Online i appen. Care Tracker er nå klar til bruk.