



[Kunnskapsbase](#) > [Oppsett og tilpasning](#) > [Hvordan setter jeg opp nødanrop?](#)

Hvordan setter jeg opp nødanrop?

Mari Opstad - 2026-02-11 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Oppsett og tilpasning](#)

Hvordan setter jeg opp nødanrop?

Du kan enkelt aktivere nødanropsfunksjonen i Care Tracker-appen. Når den er aktivert, kan brukeren holde knappen på klokken inne i 3 sekunder for å ringe et forhåndsvalgt telefonnummer.

Steg for steg:

1. Åpne Care Tracker-appen.
2. Velg klokken du vil endre.
3. Gå til Innstillinger › Nødanrop.
4. Aktiver Nødanrop.
5. Skriv inn det forhåndsvalgte telefonnummeret klokken skal ringe i en nødsituasjon.
6. Trykk på Lagre for å aktivere funksjonen.

Tips:

Velg et nummer som nesten alltid er tilgjengelig – for eksempel et nært familiemedlem. Du kan endre nummeret senere i samme meny.

Relatert innhold

- [Hva er et nødanrop?](#)