



[Kunskapsbas](#) > [Kom igång](#) > [Hur aktiverar jag min Care Tracker för första gången?](#)

Hur aktiverar jag min Care Tracker för första gången?

Mari Opstad - 2026-02-09 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Kom igång](#)

Hur aktiverar jag min Care Tracker för första gången?

Din Care Tracker är nästan redo att användas när du får den. Du behöver bara ladda den kort och ansluta den till appen för första gången.

Så här gör du:

1. **Ladda din Care Tracker.** Använd den medföljande laddaren. Klockan startar automatiskt och är redo för installation direkt.
2. **Ladda ner Stella Care-appen** från App Store eller Google Play.
3. **Skapa ditt användarkonto.** Använd samma e-postadress som du använde vid beställningen - detta gör att appen automatiskt känner igen din enhet.
4. **Skanna QR-koden på klockan.**
 1. Sveg **två gånger från höger till vänster** på urtavlan för att visa QR-koden.
 2. Öppna appen, välj Lägg till enhet, och skanna QR-koden med mobilens kamera.
5. Ge klockan ett namn och tryck på **Spara**.

När detta är klart visas klockans status som Online i appen. Din Care Tracker är nu redo att användas.