



[Vidensbase](#) > [Administrationssystem](#) > [Navigation og login](#) > [Forstå Dashboardet - overblik over enheder og status](#)

## Forstå Dashboardet - overblik over enheder og status

Mari Opstad - 2025-10-17 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Navigation og login](#)

## Forstå Dashboardet - overblik over enheder og status

Denne vejledning hjælper dig med at forstå, hvordan Dashboardet i Stella Cares Administrationssystem fungerer, og hvordan du bruger det til at få et hurtigt overblik over enhedernes status.

### Hvad er Dashboardet?

Dashboardet er startsiden i Administrationssystemet. Her får du et samlet overblik over afdelingens GPS-enheder og deres aktuelle tilstand. Det er det første sted, du ser efter, om alt fungerer, som det skal.

### Sådan er Dashboardet opbygget

- **Søgefelt**

Brug søgefeltet til at finde en specifik enhed hurtigt. Du kan søge på navn, ID eller borger.

- **Enhedstabel**

Tabellen viser en liste over alle afdelingens GPS-enheder. Kolonnerne viser:

- Navn eller ID: Enhedens navn eller identifikationsnummer.
- Borger: Den borger, enheden er tilknyttet.
- Status: Farvekode, der viser enhedens aktuelle tilstand (se nedenfor).
- Sidst set: Hvornår enheden sidst har rapporteret position.
- Batteri: Viser niveauet på enhedens batteri.

- **Kortvisning**

Kortet viser alle afdelingens enheder med deres aktuelle position. Du kan klikke på en enhed på kortet for at se detaljer som adresse og tidspunkt for seneste position.

- **Abonnementsstatus**

Viser, hvor mange enheder der er aktive, sat på pause, eller uden abonnement.

## Statusfarver og betydning

■ **Grøn:** Enheden fungerer normalt.

■ **Gul:** Enheden har lavt batteri.

■ **Rød:** Geofence-alarm er udløst.

■ **Grå:**Enheden har ingen netværksforbindelse.

## Tips

- Brug Dashboardet som dit daglige overblik for at opdage eventuelle problemer hurtigt.
- Klik på en enhed i tabellen for at gå direkte til enhedens detaljer eller borgerens side.
- Hvis kortet ikke viser enheder korrekt, opdater siden eller tjek, om filtrering er slået til.