



[Kunnskapsbase](#) > [Mobil app](#) > [Enheder](#) > [Enhedens historik \(alarmer og advarsler\)](#)

Enhedens historik (alarmer og advarsler)

Mari Opstad - 2026-05-29 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Enheder](#)

Enhedens historik (alarmer og advarsler)

Denne vejledning forklarer, hvordan du ser enhedens historik i Stella Care appen. Historikken giver dig overblik over tidligere alarmer og advarsler for enheden.

Sådan ser du enhedens historik

1. Gå til **Enheder** i appen eller åbn borgerens side og vælg enheden.
2. Tryk på enheden for at åbne dens detaljer.
3. Tryk på **ur-ikonet** for at åbne historikken.
4. Du får nu vist en liste over alle registrerede alarmer og advarsler for enheden.

Hver linje viser:

- Tidspunkt for hændelsen
- Hændelsestype, for eksempel lavt batteri, offline eller uden for geofence
- Eventuelle detaljer der gør det lettere at forstå hændelsen