



[Kunnskapsbase](#) > [Administrationssystem](#) > [Alarmtekster](#) > [Rediger alarmtekst](#)

Rediger alarmtekst

Phillip Hansen - 2025-11-27 - [Kommentarer \(0\)](#) - [Alarmtekster](#)

Rediger alarmtekst

Denne guide hjælper dig med at forstå, hvordan du redigerer en alarmtekst i Stella Cares [Administration System](#). Dette giver dig mulighed for at tilpasse de beskeder, der sendes ud til brugerne i appen, så de passer til jeres interne behov og arbejdsgange.

Hvad betyder det at redigere en alarmtekst?

Når du redigerer en alarmtekst, ændrer du formuleringen af den besked, som vises i appen, når enheden udløser en bestemt alarm.

Det kan være nyttigt, hvis du vil:

- gøre beskederne tydeligere
- bruge interne betegnelser
- tilføje ekstra information

Sådan redigerer du en alarmtekst

1. Gå til "Alarmtekster" i navigationsmenuen til venstre.
2. Find den alarmtekst, du ønsker at redigere, i tabellen.
3. Klik på ikonet (✎) i kolonnen "Rediger" ud for den valgte alarmtekst.
4. Et redigeringsvindue åbnes, hvor du kan tilpasse teksten.
5. Når du er færdig, klik på "Gem".
6. Alarmteksten er nu opdateret, og ændringen vil fremover blive vist i appen, når denne alarm udløses.

Tips

- Hold alarmteksterne korte og lette at forstå.

- Undgå interne forkortelser, medmindre alle brugere kender dem.
- Test gerne en alarm for at sikre, at teksten vises korrekt i appen.
- Du kan altid vende tilbage og redigere teksten igen, hvis der er behov.

Relatert innhold

- [Forstå alarmtyper og statusser](#)
- [Overblik over alarmtekster](#)